



| Désignation | Dimensions en cm | | | Volume de rétention par niveau | Poids en kg | Volume en litre | Référence |
|-----------------------|------------------|----|----|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| | a | b | c | | | | |
| Armoire de SÛRETÉ 1/2 | 50 | 50 | 95 | 1 x 16,5 l et 1 x 10 l | 35 | environ 200 l | 8134 |
| Armoire de SÛRETÉ 2/2 | 93 | 50 | 95 | 1 x 30 l et 1 x 20 l | 55 | environ 350 l | 8133 |

| ARMOIRES PHYTO BASSE | |
|--------------------------|--------------------------|
| Matériaux employés | Acier peint et galvanisé |
| Epaisseur matière | 8/10ème de mm |
| Produits admissibles | Produits non corrosifs |
| Charge maxi par niveau | 80 kg |
| Charge maxi de l'armoire | 160 kg |
| Stockage | A l'intérieur |

| | |
|---|--|
| 1 | Armoire en acier |
| 2 | Etagères de rétention étanches en acier galvanisé |
| 3 | Etagères réglables en hauteur avec encoches tous les 15 mm |
| 4 | Revêtement époxy RAL 7035 (gris clair) |
| 5 | Fermeture 2 points avec verrouillage à clé (jeu de 2 clés fourni) |
| 6 | Mécanisme de fermeture protégé et intégré dans le profilé de renforcement des portes |
| 7 | Portes avec ouïes d'aération en partie haute et partie basse |
| 8 | Armoires basses avec tapis antidérapant en caoutchouc maintenu grâce aux rebords |
| 9 | Ouverture des portes à 180° |

Ensemble monobloc livré assemblé